

# 特殊検査

## 【食品関連検査】

項目コード	検査項目	検査材料	容器	保存	検査方法	所要日数	実施料	備考	お知らせ
	食品検査	食品 50~100g	滅菌採取袋	冷蔵	培養同定	6~14		<b>予約検査です。</b> ・検査内容は事前に弊社にご連絡ください。 ・採取方法などご説明いたします。	MML本社にて検査を実施しております。
	ふきとり検査	環境材料適量	綿棒	冷蔵	培養同定	6~8			
	手形スタンプ培養同定	手指	手形専用培地	室温	培養同定	6~8			
9051	食品検査MFパックS (食中毒起因菌13菌種一括検査)	食品 50~100g	滅菌採取袋	冷蔵	培養同定	6~8			
5357	ノロウイルス	食品 50~100g	滅菌採取袋	凍結	リアルタイムPCR法	2~7			

## 【検 診】

項目コード	検査項目	検査材料	容器	保存	検査方法	所要日数	実施料	備考	お知らせ
5042	MRSAスクリーニング	咽頭ぬぐい液 鼻腔	㊀スワブ1号	冷蔵	培養同定	3~5		<b>予約検査です。</b> 事前に弊社にご連絡ください。 検査項目は下記一覧をご参照ください。 厚生労働省が公開している食中毒起因菌を参考にしたセットです。	MML本社にて検査を実施しております。
5318	VREスクリーニング	便	㊀スワブ1号	冷蔵	培養同定	3~7			
	便検診検査	便 小指頭大	㊂採便管	冷蔵	培養同定	3~5			
9550	便検診MK/パックS (食中毒起因菌11菌種一括検査)	便 小指頭大	㊂採便管	冷蔵	培養同定	5~7			
9623	ノロウイルス検診[LAMP法]	便 親指頭大	㊀採便管 (キャリーブリアなし)	凍結	LAMP法	2~7			
5357	ノロウイルス	便 親指頭大	㊀採便管 (キャリーブリアなし)	凍結	リアルタイムPCR法	2~7			

注1 ノロウイルス陽性の方のフォローアップ検査はノロウイルス(5357)検査をおすすめいたします。(14ページ参照)

## 便検診対象一覧

項目コード	検査項目	対 象 菌 種													
		赤痢	サルモネラ	O157大腸菌	下痢原性大腸菌	腸管出血性大腸菌	チフス	パラチフス	腸炎ビブリオ	コレラ	ナゲビブリオ	カンピロバクター	ウェルシュ菌*	O26大腸菌	O111大腸菌
9501	便検診2種-1	●	●												
9502	便検診3種-1	●	●	●											
9506	便検診3種-2	●	●		●										
9519	便検診3種-3	●	●			●									
9503	便検診4種-1	●	●	●	●										
9507	便検診4種-2	●		●			●	●							
9508	便検診4種-3	●	●				●	●							
9517	便検診4種-5	●	●	●				●							
9525	便検診4種-6	●	●		●			●							
9535	便検診4種-11	●	●			●		●							
9504	便検診5種-1	●	●	●			●	●							
9505	便検診5種-2	●	●	●	●			●							
9513	便検診5種-5	●	●		●			●	●						
9515	便検診5種-7	●	●	●	●						●				
9518	便検診5種-8	●	●	●									●	●	
9511	便検診6種-1	●	●		●			●	●			●			
9528	便検診6種-2	●	●	●		●							●	●	
9526	便検診7種-2	●	●		●		●	●	●						
9527	便検診7種-3	●	●	●			●	●					●	●	
9550	便検診MK/パックS	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●

\*ウェルシュ菌：クロストリジウム パーフリンゲンス